

LYRE POUR MAGISTER II BLACK MAT +TUBULURE NOIRE MAT (SANS EMBOUTS)




Ref. 506982



 30/08/2024 18:16:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LYRE POUR MAGISTER II BLACK MAT +TUBULURE NOIRE MAT (SANS EMBOUTS)



Ref. 506982

Description

Tubulure avec lyre black mat pour stethoscope MAGISTER II de SPENGLER.
(sans embouts)

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446034337	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.06
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:16:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr