

STETHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON



Ref. 507308



CE



30/08/2024 18:24:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON



Ref. 507308

Le celebre cardiophone, look vintage pour un stethoscope de tres haute precision

Description

Le celebre cardiophone.
Ideal pour la prise de tension et l'auscultation generale.

- Simple pavillon lourd (107 g) en alliage performance Zamac a la forme elegante et profilee pour une prise en main ideale
- Membrane haute resolution en resine epoxy pour une auscultation des sons physiologiques dans une large gamme de frequences
- Recepteur profile pour un parfait contact avec la zone d'examen
- Lyre en laiton, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Tubulure ultra performante pour optimiser l'ecoute
- Embouts auriculaires confortables et Bague antifroid

Disponible en Noir, Marine ou Rouge

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446026523	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.393
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Rouge	Unite emballee / Quantite	1

30/08/2024 18:24:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr