

TUBULURE SIMPLE CONDUIT VERT LAGON / LYRE INOX MAGISTER SPENGLER



Ref. 507899



30/08/2024 18:37:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TUBULURE SIMPLE CONDUIT VERT LAGON / LYRE INOX MAGISTER SPENGLER



Ref. 507899

Description

Tubulure de couleur vert lagon avec lyres pour stethoscopes Magister® de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446003937	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.08
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:37:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr