

## LYRE SIMPLE TUBE CHROME GRIS ALIZE SPENGLER



Ref. 507913



30/08/2024 18:41:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# LYRE SIMPLE TUBE CHROME GRIS ALIZE SPENGLER



Ref. 507913

## Description

Tubulure de couleur gris alise avec lyres pour stethoscopes PULSE® et DUAL PULSE® de SPENGLER

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446003883	Code douanier	90181990
Pays	Chine		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.08
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:41:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)