

## BAGUE ANTIFROID NOIRE GRANDE CLOCHE PR DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON




Ref. 507946B



 30/08/2024 18:51:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BAGUE ANTIFROID NOIRE GRANDE CLOCHE PR DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507946B

## Description

Piece detachee pour stethoscopes DUAL PULSE® II de SPENGLER.  
Bague antifroid de couleur noir pour grand pavillon.

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446030667	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.002
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:51:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)