

BAGUE ANTIFROID ROSE GRANDE CLOCHE POUR DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507947B



 30/08/2024 18:51:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BAGUE ANTIFROID ROSE GRANDE CLOCHE POUR DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. **507947B**

Description

Piece detachee pour stethoscopes DUAL PULSE® II de SPENGLER.
Bague antifroid de couleur rose pour grand pavillon.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446030674	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.002
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:51:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr