

TUBULURE SPENGLER LIFE LINK POUR MOBI



Ref. 513720



 30/08/2024 19:12:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TUBULURE SPENGLER LIFE LINK POUR MOBI



Ref. 513720

Description

Piece detachee : Tubulure LIFE LINK pour tensiometre MOBI de SPENGLER.
Tubulure brevete, aimantee pour un changement de brassard en un instant.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446028046	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	12	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.199
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:12:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr