

GARROT TOURNIQUET TACTIQUE, COULEUR NOIR

Ref. STGARR01



31/08/2024 00:09:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

GARROT TOURNIQUET TACTIQUE, COULEUR NOIR



Ref. **STGARR01**

Garrot tourniquet tres utilise par les militaires et secouristes.

Description

- Solide et resistant
- Pret a l'emploi pour intervenir rapidement en cas d'hemorragie.
- Facile a appliquer, il peut etre utilise d'une seule main, et il permet aux secouristes de se liberer rapidement pour aller voir les autres victimes.
- Convient pour bras et jambe (cuisse comprise)
- Dimensions : 90 x 3,8 cm
- Une etiquette est presente pour ecrire l'heure de la pose du garrot.
- Couleur noire, il existe aussi en Orange

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3361040000205	Code douanier	3006100000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.078
Unite nue / Poids (kg)	0.078		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

31/08/2024 00:09:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr