

## MEMBRANE MULTIFREQUENCE CARDIO SONIC/BAGUE GRISE SPENGLER



Ref. 507935



30/08/2024 18:45:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# MEMBRANE MULTIFREQUENCE CARDIO SONIC/BAGUE GRISE SPENGLER



Ref. 507935

## Description

Piece detachee pour stethoscopes Cardio Sonic® de SPENGLER.  
Membrane multifrequence avec bague grise antifroids.

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009663	Code douanier	90181990
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.005
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:45:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)