

TENSIOMETRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE A ROULETTES AVEC BRASSARD ADULTE (M)



Ref. 522705

CE
0123



30/08/2024 19:39:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TENSIOMETRE SPENGLER MAXI+3 SUR SOCLE A ROULETTES AVEC BRASSARD ADULTE (M)



Ref. 522705

La technologie SPENGLER dans un tensiometre dote d'un cadran d'un diametre de 147mm.

Description

GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montee en pression lineaire

CONFORT

- Ambidextre
- Mesure lisible a distance
- Tubulure spiralee de 2,5 metres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Panier de rangement derriere le cadran
- Livre avec socle a roulettes

BRASSARD

- Livre avec brassard taille M, nylon

OPTION

- 3 tailles de brassards (S, M, L) disponibles

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446028152	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	4.16

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/08/2024 19:39:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr