

BRASSARD VIOLET (ML) (22-42CM) POUR AUTOTENSIO BRAS




Ref. 527343



 30/08/2024 19:45:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**BRASSARD VIOLET (ML) (22-42CM)
POUR AUTOTENSIO BRAS**

Ref. 527343

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446007522	Code douanier	90262040
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	16	Unite emballee / Poids (kg)	0.124
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:45:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr