

BRASSARD SPENGLER ADULTE (M) (22-36CM) POUR TENSIOMETRES ELECTRONIQUES, GRIS



Ref. 527463

CE
0197



 30/08/2024 19:45:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD SPENGLER ADULTE (M) (22-36CM) POUR TENSIOMETRES ELECTRONIQUES, GRIS



Ref. 527463

Description

Brassard gris adulte (M) (22-36cm) pour tensiometre electroniques TENSONIC de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	CE0197	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446023195	Code douanier	90262040
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.118
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:45:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr