

STATION DE DIAGNOSTIC SPENGLER SPOT-CHECK 2VS PNI



Ref. 546000

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 AN
1 YEAR
GUARANTEE



30/08/2024 19:47:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STATION DE DIAGNOSTIC SPENGLER SPOT-CHECK 2VS PNI



Ref. 546000

Petite et legere. Facile a transporter grace a son socle a roulettes.

Description

- Grand ecran de 10,9 cm pour une bonne lisibilite
- Equipee d'une batterie de grande autonomie
- Grande memoire permettant d'enregistrer 100 patients
- Trois modes de mesure : nourrissons, enfants et adultes

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446035822	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	1.489
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:47:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr