

STATION DE DIAGNOSTIC SPOT-CHECK 2VS SPENGLER PNI AVEC SOCLE A ROULETTES



Ref. 546002

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1
YEAR
GUARANTEE



30/08/2024 19:48:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STATION DE DIAGNOSTIC SPOT-CHECK 2VS SPENGLER PNI AVEC SOCLE A ROULETTES



Ref. 546002

Petite et legere. Facile a transporter grace a son socle a roulettes.

Description

- Grand ecran de 10,9 cm pour une bonne lisibilite
- Equipee d'une batterie de grande autonomie
- Grande memoire permettant d'enregistrer 100 patients
- Trois modes de mesure : nourrissons, enfants et adultes

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446035839	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	60
Humidite mini	10	Humidite maxi	95
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 19:48:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr