


## BRASSARD PEDIATRIQUES 18-26CM POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551621



 30/08/2024 20:00:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BRASSARD PEDIATRIQUES 18-26CM POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551621

## Description

Brassard pediatrique pour module PNI du moniteur de signes vitaux 4VS de SPENGLER.  
Dimensions (18-26cm)

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446033057	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.049
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:00:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)