

## BRASSARD CONIQUE SIMPLE 107X14CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554058

CE



30/08/2024 20:43:49 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BRASSARD CONIQUE SIMPLE 107X14CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554058

## Description

Les brassards coniques simples peuvent être utilisés pour un large spectre d'interventions chirurgicales.

Des brassards dotés de la technologie zero pincements : la conception innovante des brassards du garrot DTS 3000 permet un gonflage uniforme et homogène sur toute la circonférence du brassard. Mieux enveloppe, le membre nécessite moins de pression pour stopper la circulation sanguine, réduisant ici aussi les risques de complications.

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	28809315676267	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	14
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite emballee / Longueur (cm)	nc
Unite nue / Longueur (cm)	107	Unite emballee / Poids (kg)	0.2
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	60
Humidite mini	5	Humidite maxi	90
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:43:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant être sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)