

BRASSARD CONIQUE DOUBLE 90X12CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554064



30/08/2024 20:45:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD CONIQUE DOUBLE 90X12CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554064

Description

Les brassards coniques doubles sont la meilleure option pour une intervention chirurgicale de longue durée afin de minimiser toute blessure.

Des brassards dotés de la technologie zero pincements : la conception innovante des brassards du garrot DTS 3000 permet un gonflage uniforme et homogène sur toute la circonférence du brassard. Mieux enveloppe, le membre nécessite moins de pression pour stopper la circulation sanguine, réduisant ici aussi les risques de complications.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	28809315676489	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	12
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite emballee / Longueur (cm)	nc
Unite nue / Longueur (cm)	90	Unite emballee / Poids (kg)	0.2
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	60
Humidite mini	5	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:45:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr