

## BRASSARD SILICONE AUTOCLAVABLE 46X11CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554071



30/08/2024 20:47:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BRASSARD SILICONE AUTOCLAVABLE 46X11CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554071

## Description

Ce brassard du garrot DTS 3000 est complètement autoclavable et est composé d'un revêtement en tissu spécial et d'un velcro adapté, d'une vessie interne en silicone et de tuyaux en silicone pouvant être entièrement stérilisés dans une machine à autoclave automatique.

Des brassards dotés de la technologie zero pincements : la conception innovante des brassards du garrot DTS 3000 permet un gonflage uniforme et homogène sur toute la circonférence du brassard. Mieux enveloppé, le membre nécessite moins de pression pour stopper la circulation sanguine, réduisant ici aussi les risques de complications.

## Caracteristiques

|   |                |                                |              |
|---|----------------|--------------------------------|--------------|
| Marquage CE                               | CE             | Dispositif Medical             | Classe I     |
| Code barre                                | 28809315676564 | Code douanier                  | 9018 90 2090 |
| Garantie (mois)                           | 12             |                                |              |
| <b>MESURES</b>                            |                |                                |              |
| Unite emballee / Largeur (cm)             | nc             | Unite nue / Largeur (cm)       | 11           |
| Unite emballee / Hauteur (cm)             | nc             | Unite emballee / Longueur (cm) | nc           |
| Unite nue / Longueur (cm)                 | 46             | Unite emballee / Poids (kg)    | 0.2          |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b> |                |                                |              |
| Temperature mini                          | NA             | Temperature maxi               | NA           |
| Humidite mini                             | NA             | Humidite maxi                  | NA           |
| <b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>            |                |                                |              |
| Unite emballee / Quantite                 | 1              |                                |              |

30/08/2024 20:47:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)