

BRASSARD SILICONE AUTOCLAVABLE 61X11CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554072

CE



30/08/2024 20:47:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD SILICONE AUTOCLAVABLE 61X11CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554072

Description

Ce brassard du garrot DTS 3000 est complètement autoclavable et est composé d'un revêtement en tissu spécial et d'un velcro adapté, d'une vessie interne en silicone et de tuyaux en silicone pouvant être entièrement stérilisés dans une machine à autoclave automatique.

Des brassards dotés de la technologie zero pincements : la conception innovante des brassards du garrot DTS 3000 permet un gonflage uniforme et homogène sur toute la circonférence du brassard. Mieux enveloppé, le membre nécessite moins de pression pour stopper la circulation sanguine, réduisant ici aussi les risques de complications.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	28809315676571	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	11
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite emballee / Longueur (cm)	nc
Unite nue / Longueur (cm)	61	Unite emballee / Poids (kg)	0.2
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:47:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr