

AMPOULE DE MIROIR 3.5 V (BOITIER) (ANCIEN MODELE 570101) SPENGLER




Ref. 570105



 30/08/2024 20:08:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

AMPOULE DE MIROIR 3.5 V (BOITIER) (ANCIEN MODELE 570101) SPENGLER



Ref. 570105

Description

Ampoule de 3,5V pour miroir de clar SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446026936	Code douanier	901890800009J
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.005
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:08:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr