

AMPOULE LED POUR MIROIR DE CLAR 570150 ET MIROIR CHARDON 570260



Ref. 570155



30/08/2024 20:09:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

AMPOULE LED POUR MIROIR DE CLAR 570150 ET MIROIR CHARDON 570260



Ref. 570155

Description

Ampoule LED pour miroir de clar et miroir de chardon SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446000073	Code douanier	90189084
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	1	Unite emballee / Hauteur (cm)	1
Unite emballee / Longueur (cm)	2	Unite emballee / Poids (kg)	0.002
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:09:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr