

MANCHE DE RECHANGE VERT D'EAU POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500 PEDIATRIQUE




Ref. 570519P

 30/08/2024 20:16:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MANCHE DE RECHANGE VERT D'EAU POUR OTOSCOPE SMARTLED 5500 PEDIATRIQUE



Ref. 570519P

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446041724	Code douanier	90189042
Pays	Pakistan		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.038
Unite nue / Poids (kg)	0.038		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:16:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr