

MANCHE DE RECHANGE POUR SMARTLED 5500 ET VISIONLED 4000 SPENGLER




Ref. 570519



 30/08/2024 20:15:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MANCHE DE RECHANGE POUR SMARTLED 5500 ET VISIONLED 4000 SPENGLER



Ref. 570519

Description

Manche de rechange pour otoscope SPENGLER SMARTLED 5500

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446026370	Code douanier	90189042
Pays	Pakistan		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.038
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:15:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr