

INSUFFLATEUR U/U (MASQUE ENFANT N°3 AVEC VALVE, RESERVOIR O2, TUBE 2M



Ref. 810104

CE
0120



30/08/2024 20:32:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

INSUFFLATEUR U/U (MASQUE ENFANT N°3 AVEC VALVE, RESERVOIR O2, TUBE 2M



Ref. 810104

Description

Urgences - reanimation - premiers secours.

Souples, legers et ergonomiques, ces insufflateurs permettent de maintenir une ventilation sure et efficace, tant dans les situations necessitant une reanimation que lorsque la respiration est insuffisante.

Ces systemes peuvent etre relies a une alimentation en oxygene.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0120	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	5030267073245	Code douanier	90192000
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.55
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:32:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr