

## SUPER DUO SMARTPHONE 8100 PLUS ET LA MONTRE CONNECTEE ROSE DORO



Ref. HDSMWAT01RC



31/08/2024 00:19:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# SUPER DUO SMARTPHONE 8100 PLUS ET LA MONTRE CONNECTEE ROSE DORO



Ref. HDSMWAT01RC

Toujours joignable et en securite avec l'ensemble Smartphone et montre connectee Doro

## Description

Super Duo, le Smartphone 8100 PLUS accompagne de la montre connectee Doro

La Montre connectee Doro garantie une lisibilite ainsi qu'une utilisation simple lors de l'acces aux differentes fonctions comme les donnees de sante et le suivi des activites physiques.

Le super duo qui reunit la montre avec le Smartphone 8100 Plus, assure une tranquillite d'esprit grace a la touche d'assistance qui permet d'avertir ainsi que d'envoyer une position GPS a une liste de proches planifiee auparavant.

Ce pack Super Duo contient :

\*\*\*\*\*

1 Smartphone 8100 Plus:

- Livre avec un etui portefeuille et un socle de chargeur
- Interface « Eva » (brevet Doro) intuitive qui facilite l'usage du smartphone avec des verbes d'action
- Grand ecran tactile de 6,1 pouces / Dim : 156 x 72,99 x 9,2 mm
- Technologie HD Voice / Compatibilite avec les appareils auditifs M3/T3
- Autonomie : 450 heures

\*\*\*\*\*

1 Montre connectee « Doro Watch » :

- Livre avec un socle chargeur
- Ecran de 1,28 pouce
- Autonomie : 7 jours
- Touche d'assistance compatible avec le Smartphone 8100 PLUS
- Existe en Noir, Vert fonce ou rose clair.

## Caracteristiques

|   |          |                               |     |
|---|----------|-------------------------------|-----|
| Marquage CE                               | AUCUN    | Dispositif Medical            | Non |
| Code douanier                             | 85171800 | Garantie (mois)               | 24  |
| Pays                                      | Chine    |                               |     |
| <b>MESURES</b>                            |          |                               |     |
| Unite emballee / Largeur (cm)             | nc       | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc  |
| Unite emballee / Longueur (cm)            | nc       | Unite emballee / Poids (kg)   | nc  |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b> |          |                               |     |
| Temperature mini                          | -20      | Temperature maxi              | 60  |
| Humidite mini                             | NA       | Humidite maxi                 | NA  |
| <b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>            |          |                               |     |
| Unite emballee / Quantite                 | 1        |                               |     |

31/08/2024 00:19:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)