

THERMOMETRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX, VERT



Ref. SP1643/




CE
0123



 30/08/2024 20:40:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

THERMOMETRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX, VERT



Ref. SP1643/

Description

Le thermometre TEMPO 10 FLEX est un thermometre indiquant la temperature corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible

- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- Embout résistant à l'eau et flexible
- Mémoire de dernière mesure
- Mesure en 10 secondes
- 2 coloris disponibles vert et gris
- Livre avec un étui de rangement et pile bouton (1,5V)

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446022877	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	6	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	15	Unite emballee / Poids (kg)	0.052
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantité	1		

30/08/2024 20:40:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr