

## MONTRE CONNECTEE DORO, NOIRE

Ref. THDWATC01N



31/08/2024 01:31:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## MONTRE CONNECTEE DORO, NOIRE

Ref. THDWATC01N



La montre connectee qui tracke l'activite et les donnees de sante.

### Description

La Doro Watch est une montre connectee non stigmatisante, facile a utiliser et lisible grace a ses grandes icones et son bel ecran lumineux. L'ecran tactile et une interface unique, ultra-intuitive permettent en un glissement de doigt d'accéder aux diverses fonctions de la montre telles que l'horloge, les parametres sante, le suivi d'activite ou encore le chargement de l'appareil. Design et elegante, la montre est facile a mettre en marche et dispose d'une autonomie d'une semaine. Sa protection IP68 la rend resistantes aux eclaboussures et a la poussiere. Le cadran de la montre peut etre personnalise et les bracelets sont interchangeable.

La montre Doro peut aussi s'interfacer avec n'importe quel smartphone

Le petit plus, quand la montre est connectee a un smartphone Doro 8100, un bouton d'assistance permet d'avertir les proches en cas d'urgence et de mettre le telephone en haut-parleur : l'application "My Response by doro" envoie les alertes ainsi que la position geolocalisee.

- Grand ecran de 1,28 pouce
- Ecran lumineux et contraste
- Resolution de l'ecran : 240 x 240 pixels
- Grandes icones permettant visibilite et lisibilite
- Horloge, Notifications, Donnees de sante (podometre, calories, frequence cardiaque, saturation en oxygene, sommeil), Fonction ICE (In Case of Emergency)
- Protection IP68 / Vitre 6H Hardness
- Bracelets et cadrans personnalisables
- Dimensions de la montre : 13,4 x 45,3 x 45,5 mm / Poids de la montre : 45g
- Autonomie de la batterie : Jusqu'a 7 jours.
- Socle chargeur fourni.

31/08/2024 01:31:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## MONTRE CONNECTEE DORO, NOIRE



Ref. THDWATC01N

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	7322460083595	Code douanier	85171800
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	60
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

31/08/2024 01:31:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)