

TUBULURE 3 METRES ROUGE POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER




Ref. 554100



 30/08/2024 20:49:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**TUBULURE 3 METRES ROUGE POUR
GARROT DTS 3000 SPENGLER**

Ref. 554100

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Non
Code barre	28809315676502	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	3
Unite emballee / Poids (kg)	0.2		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:49:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr