

## SOCLE A ROULETTE POUR GARROT DTS-3000




Ref. 554115



 30/08/2024 20:51:03 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# SOCLE A ROULETTE POUR GARROT DTS-3000



Ref. 554115

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Non
Code barre	18809315676182	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	56	Unite emballee / Hauteur (cm)	23
Unite emballee / Longueur (cm)	56	Unite emballee / Poids (kg)	11.6
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:51:03 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)