


AMPOULE HALOGENE POUR OTOSCOPE SMARTLIGHT SPENGLER




Ref. 570316



 31/08/2024 00:58:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

AMPOULE HALOGENE POUR OTOSCOPE SMARTLIGHT SPENGLER



Ref. 570316

Description

Ampoule halogene pour otoscope SMARTLIGHT de SPENGLER

Caracteristiques

| | | | |
|---|------------|-------------------------------|-------|
| Marquage CE | AUCUN | Dispositif Medical | Non |
| Code douanier | 8539329000 | Pays | Chine |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg) | nc |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | NA | Temperature maxi | NA |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | NA |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |

31/08/2024 00:58:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr