

SAC A DOS OXYGENE SPENGLER VIDE



Ref. 580825


CE



 30/08/2024 20:51:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SAC A DOS OXYGENE SPENGLER VIDE



Ref. 580825

Sac a dos pour transporter une bouteille d'oxygene de 1000L

Description

Sacs et mallettes de transport de materiel de reanimation d'urgence.
Permettent de transporter en securite des bouteilles d'oxygene medicinal et leurs accessoires.
Concus pour toutes les tailles de bouteilles proposees par Spengler.
Dimensions : 71 x 32 x 21/25 cm.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446034641	Code douanier	90200000
Pays	France		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	3.5
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:51:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr