

MASQUE A OXYGENE HAUTE CONCENTRATION U/U PEDIATRIQUE AVEC TUBULURE



Ref. 580873

CE
0120



 30/08/2024 20:24:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MASQUE A OXYGENE HAUTE CONCENTRATION U/U PEDIATRIQUE AVEC TUBULURE



Ref. 580873

Description

Masque d'administration moyenne ou haute concentration a usage unique.

Haute concentration : le masque peut delivrer des concentrations en oxygene voisines de 100% pour des debits de 10-15 l/min.
Avec tubulure adulte ou enfant.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0120	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	5030267051779	Code douanier	90192000
Pays	France		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	15	Unite emballee / Hauteur (cm)	6
Unite emballee / Longueur (cm)	15	Unite emballee / Poids (kg)	0.068
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:24:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr