

BAGUE DE SERRAGE POUR PETIT PAVILLON (STETHO TYPE RAPPAPORT) SPENGLER



Ref. 605941



 30/08/2024 20:26:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BAGUE DE SERRAGE POUR PETIT PAVILLON (STETHO TYPE RAPPAPORT) SPENGLER



Ref. **605941**

Description

bague de serrage pour petit pavillon du stethoscope type rappaport SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446034788	Code douanier	90181910
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.006
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:26:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr