

GLUCOMETRE SPENGLER TB100 KIT COMPLET



Ref. 745000

CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
IVD
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE

STERILE



30/08/2024 20:28:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

GLUCOMETRE SPENGLER TB100 KIT COMPLET



Ref. 745000

Pour l'autosurveillance et la gestion FACILE de la glycémie

Description

Un appareil facile a utiliser, disponible en Kit complet.

- Mesure complete en 5 secondes
- Echantillon de sang reduit a 0.5 ul
- 4 alarmes programmables (heure + minute)
- Moyenne sur 7/14/30 jours
- Site principal : sang capillaire total au bout du doigt
- Sites alternatifs de prelevements possibles : sur la paume ou l'avant bras
- Large ecran LCD
- Memoires de 300 mesures
- Dimensions : 92 x 58 x 19 mm
- Poids : 60 grammes

Kit complet est compose de :

- 1 lecteur de glycémie TB 100 avec pile CR 2032 3V
- 10 bandelettes de test
- 10 lancettes
- 1 solution de controle
- 1 stylo autopiqueur
- 1 trousse
- 1 mode d'emploi, 1 guide d'utilisation rapide, 1 carnet de note

Code LPP de remboursement :

Glucometre : 6111380

Bandelettes : 6111350

Kit : 6111367

Lancettes : 6111373

Stylo autopiqueur : 611139672

Caracteristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Medical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	3700446041649	Code douanier	9027808000
Garantie (mois)	24	Sterile	Oui

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite nue / Largeur (cm)	5.8
Unite emballee / Hauteur (cm)	5	Unite nue / Hauteur (cm)	1.9
Unite emballee / Longueur (cm)	16	Unite nue / Longueur (cm)	9.2
Unite emballee / Poids (kg)	0.22	Unite nue / Poids (kg)	0.6

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES : Conditions donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

www.gsh-med.fr