

STYLO AUTOPIQUEUR POUR KIT DE CONTROLE DE LA GLYCEMIE SPENGLER TB 100



Ref. 745011

CE



30/08/2024 20:29:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STYLO AUTOPIQUEUR POUR KIT DE CONTROLE DE LA GLYCEMIE SPENGLER TB 100



Ref. 745011

Description

- Stylo autopiqueur a utiliser avec les Lancettes SPENGLER.
- Conditionnement : unitaire

Le stylo autopiqueur doit etre utilise avec des lancettes steriles compatibles pour extraire un echantillon sanguin preleve sur le doigt, la paume ou l'avant bras pour tester la glycemie ou d'autres tests en utilisant de petites quantites de sang.

Retrouvez notre kit complet Glucometre SPENGLER TB 100 (ref. 745000)

Code LPP de remboursement du stylo autopiqueur : 611139672

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446041892	Code douanier	90183190
Garantie (mois)	24		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	2	Unite nue / Largeur (cm)	0.8
Unite emballee / Hauteur (cm)	2	Unite nue / Hauteur (cm)	3.5
Unite emballee / Longueur (cm)	10	Unite nue / Longueur (cm)	12
Unite emballee / Poids (kg)	0.22	Unite nue / Poids (kg)	0.02
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Code LPP	611139672	Unite emballee / Quantite	1

30/08/2024 20:29:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr