

MANODETENDEUR A ETRIER 0-15L/MIN

Ref. 840123



30/08/2024 20:33:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MANODETENDEUR A ETRIER 0-15L/MIN



Ref. 840123

Description

Dispositifs de detente d'un gaz.

Les detendeurs medicaux reduisent la pression des gaz medicaux et permettent, quand ils sont munis d'un debitlitre de proceder au reglage du debit du gaz medical administre aux patients.

Ils sont raccordes sur des bouteilles de gaz medicaux a haute pression equipees de robinet.

Duree de vie technique des produits : 10 ans.

Revision complete obligatoire realisee par un technicien agree a 5 ans, voire 3 ans en cas d'usage intensif.

Controle regulier du produit recommande tous les ans.

Caracteristiques

Marquage CE	CE2460	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	8592346325241	Code douanier	90192000
Garantie (mois)	12		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.68
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:33:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr