

MASQUE VINYLE UU NOURRISSON GRIS T1



Ref. 860130

CE
0120



30/08/2024 20:34:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MASQUE VINYLE UU NOURRISSON GRIS T1



Ref. 860130

Description

Urgences - reanimation - premiers secours.

S'adaptent aux insufflateurs manuels.

Ces masques faciaux de reanimation permettent l'administration d'oxygene et de gaz anesthésiants délivrés par des appareils d'anesthésie.

Ils peuvent être utilisés chez des patients respirant spontanément ou pour assurer une ventilation contrôlée.

Leur forme particulièrement étudiée leur permet de s'adapter à toutes les morphologies.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0120	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	5030267079032	Code douanier	90192000
Pays	France		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.02
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:34:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant être sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr