

SERINGUE DE CALIBRATION 3L POUR SPIROMETRE DATOSPIR AIRA D SIBELMED



Ref. DSSER01



30/08/2024 23:07:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SERINGUE DE CALIBRATION 3L POUR SPIROMETRE DATOSPIR AIRA D SIBELMED



Ref. DSSER01

La seringue de calibration 3L pour spirometre DATOSPIR AIRA D Sibelmed a un volume d'etalonnage standard et offre un moyen simple et fiable d'etalonner les appareils, en verifiant la precision des appareils de mesure du volume respiratoire dans des conditions normales.

Description

- Precision : $\pm 0,5\%$
- Volume total : 3L
- Diplome minimum : 3000 ml.
- Course du piston : 37,5 cm.
- Calibre du cylindre : 10,16 cm.
- Poids : 2,4 kg.
- Diametre de l'embout de la seringue : 28 mm.
- Dimensions : 50 × 11,8 × 11,8 cm.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code douanier	90181990	Pays	Espagne
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 23:07:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr