

AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PHIAL - JEANS



Ref. MEAMPO04



30/08/2024 23:36:31 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PHIAL - JEANS



Ref. MEAMPO04

Ampoulier isotherme, 43 ampoules

Description

- Separateur central matelasse
- Elements de fixation
- Coloris : jeans
- Poids : 190 g
- Mesures exterieures : 19,5 x 13 x 5 cm / 0,94 L
- Capacite maximum recommandee : 0,60 kg
- Vendu vide

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code douanier	420212	Garantie (mois)	24
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite nue / Largeur (cm)	13
Unite emballee / Hauteur (cm)	5	Unite nue / Hauteur (cm)	5
Unite emballee / Longueur (cm)	19	Unite nue / Longueur (cm)	19.5
Unite emballee / Poids (kg)	0.276	Unite nue / Poids (kg)	0.16
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 23:36:31 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr