

PRESENTOIR DE 6 THERMOMETRES TEMP DUO II SPENGLER



Ref. SP3105P



CE
0123



 30/08/2024 20:41:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE 6 THERMOMETRES TEMP DUO II SPENGLER



Ref. SP3105P

Temporales ou auriculaires, les mesures sont instantanees et visibles sur un ecran retro eclaire.

Description

Presentoir de 6 thermometres Tempo Duo II.

• Plage de mesure : 32°C - 43°C

Equipe d'un ecran retro-eclairé, TEMPO DUO II passe au rouge lorsque la temperature est au-dessus de la normale. La performance SPENGLER a la maison.

2 boutons permettent de prendre une mesure rapide et fiable, reduisant a zero les mauvaises manipulations. Changez de mode sans aucun souci, le calibrage se fait automatiquement.

Avec sa petite taille et son faible poids, TEMPO DUO II se glisse dans un sac pour un deplacement. Ses 20 memoires permettent de suivre dans le temps ses resultats.

- Resolution de l'ecran : 0,1C°
- Unite de mesure : C° ou F°
- Memoire : 20 mesures
- Dimensions : 150 x 50 x 38,5 mm
- Poids : 75g avec les piles
- Conditions d'utilisation normales :
- Temperature ambiante : 16°C – 35°C
- Humidite relative : 85% ou moins

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446041793	Code douanier	90251920
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 20:41:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr