

LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S) SPENGLER




Ref. 513252



16/09/2024 09:54:46 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S) SPENGLER



Ref. 513252

Leger et robuste, le tensiometre qui allie style et performance.

Description

Encore plus efficace et performant en version Clinic®.

Dans cette version, Lian® Nano conjugue l'ergonomie grace a sa legerete et sa prise en main facile et l'efficacite avec son brassard Clinic®, decontaminable par immersion.

Ideal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisees.

GRANDE PRECISION DES MESURES

- Mecanisme «horlogerie» haute precision

CONFORT

- Leger
- Cuillere ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiee
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticite

RESISTANT AUX CHOCS

- Boitier en ABS resistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard en Polymex, fermeture velcro
- Taille L (32-42 cm), M (26-34 cm) ou S (20-28 cm)
- Clinic®, jaune

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446024727	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.503
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	85	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 16/09/2024 09:54:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr