

CANULE DE GUEDEL U/U STERILE ISO 9.0 (JAUNE / N°3)



Ref. 580842



 16/09/2024 10:09:47 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CANULE DE GUEDEL U/U STERILE ISO 9.0 (JAUNE / N°3)



Ref. 580842

Description

Canule a usage unique en sachet sterile individuel.
La canule de Guedel est utilisee pour maintenir ouvertes les voies aeriennes d'un patient inconscient.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	5032670506808	Code douanier	90183900
Pays	France		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.013
Unite nue / Poids (kg)	0.013		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

16/09/2024 10:09:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr