

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC REUTILISABLE NOURRISSON (8-13CM) - CONNECTEUR BAYONET

SUNTECH

Ref. DSU231010

CE



16/09/2024 08:55:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC REUTILISABLE NOURRISSON (8-13CM) - CONNECTEUR BAYONET

SUNTECH

Ref. DSU231010

Description

Brassard nylon réutilisable vendu en boîte de 5 unités.
Simple tubulure, raccord rectus baïonnette.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	0120840935104138	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.168
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

16/09/2024 08:55:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr