


## STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER NEONATAL DOUBLE PAVILLON BORDEAUX

Ref. 507219



17/09/2024 16:25:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER NEONATAL DOUBLE PAVILLON BORDEAUX

Ref. 507219

Spengler prend soin des nouveaux nes!

## Description

Le Magister Neonatal double pavillon est dedie a l'auscultation des nouveau-nes.

Avec son double pavillon inoxydable equipe d'une membrane flottante sur le grand cote, le Magister neonatal est parfaitement adapte aux tout-petits pour l'ecoute des basses et hautes frequences.

Il est de plus tres confortable avec ses bagues anti froid en PVC, montees sur les 2 cotes du pavillon.

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446042325	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	16	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	32	Unite nue / Longueur (cm)	76
Unite emballee / Poids (kg)	0.25		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			

17/09/2024 16:25:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)