

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED[®]

LUXAMED[®]

Ref. D1.212.912

CE



📅 17/09/2024 17:01:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED
®**LUXAMED**®

Ref. D1.212.912

Lampe stylo pour le diagnostic des yeux et de la gorge, longue duree de vie.

Description

- Haute resistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Lumiere blanc chaud, agreable aux yeux
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381961802	Garantie (mois)	24
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Blanc		

 17/09/2024 17:01:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France www.gsh-med.fr +33(0)4 42 90 31 31 info@gsh-med.fr