


DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.416.114



17/09/2024 16:49:36 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.416.114

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact SANS graduation.

Plusieurs coloris disponibles.

Description

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED

(concentriques), pour une image très détaillée et une lumière homogène.

- **Aucune maintenance car aucun changement**

d'ampoule nécessaire.

- **Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilité**

- **Zoom en continu avec un grossissement possible**

en X10 avec une image sans distorsion

- **Design de la tête optimisé**

- **Possibilité de faire varier l'intensité de la**

luminosité pour éviter l'éblouissement

- **Arrêt automatique après 3 minutes**

- **Durée de vie des LED : environ 100 000 heures**

avec un courant constant

- **Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux**

- **Température de couleur : environ 4 200 K**

- **Manche composé de deux matériaux :**

aluminium et fibre de verre renforcée, compatible avec la tête de l'otoscope et d'ophtalmoscope

Luxascope CCT

- **Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF**

- **Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses**

 17/09/2024 16:49:36 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.416.114

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381963417	Garantie (mois)	24
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Noir		

 17/09/2024 16:49:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr