

TEMPO MAX THERMOMETRE DIGITAL HYPOTHERMIQUE SPENGLER

Ref. THE002



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

17/09/2024 15:49:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TEMPO MAX THERMOMETRE DIGITAL HYPOTHERMIQUE SPENGLER

Ref. THE002

TEMPO MAX le thermometre hypothermique de Spengler

Description

TEMPO MAX, thermometre

hypothermique

predictif possede 3 modes de fonctionnement: rectal, buccal et axillaire.

- Embout rigide
- Plage de mesure de

28,0°C a 42.9°C

- Etanche:

IP27

- Mesure rapide (<15 secondes)
- Indicateur sonore de fièvre

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	6970392219271	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	2.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	1.4
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	14.3
Unite emballee / Poids (kg)	nc	Unite nue / Poids (kg)	0.02

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	15	Humidite maxi	95

AUTRES CARACTERISTIQUES

17/09/2024 15:49:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr