

CABLE PATIENT ECG POUR CARDIOMATE ET PC-ECG SPENGLER



Ref. 260020



01/10/2024 20:30:08 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CABLE PATIENT ECG POUR CARDIOMATE ET PC-ECG SPENGLER



Ref. 260020

5 ans de garanties pour le cable patient ECG pour Cardiomate et PC-Spengler !

Description

Cable Spengler a viser patients ECG pour des appareils de type Cardiomate et PC-ECG Spengler

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446025502	Code douanier	8544421900
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.4
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

01/10/2024 20:30:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr