

## BRASSARD ADULTE L MONOBLOC CONIQUE 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBCM105



 30/09/2024 21:12:00 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BRASSARD ADULTE L MONOBLOC CONIQUE 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. **GBCM105**

Le brassard monobloc conique a 1 poche pour garrot DDM!

## Description

Ce brassard

### adulte L

monobloc en PU est decontaminable. De forme

### conique

avec

### une seule

poche il est compose d'un ensemble monobloc avec un ruban pour securiser la fixation velcro.

Largeur de la poche : 10cm

Longueur de la poche : 47cm

Longueur totale : 70cm

Le brassard n'est pas sterilisable mais peut etre nettoye a sec ou immerge en veillant a maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

Il existe aussi en cuissard.

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468206699		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)