

BRASSARD MONOBLOC BRAS ADULTE L CONIQUE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. GBCMS105



 30/09/2024 21:07:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD MONOBLOC BRAS ADULTE L CONIQUE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. **GBCMS105**

Le brassard Adulte L monobloc a une poche , conique avec sangle pour garrot DDM!

Description

Ce brassard

adulte L

monobloc en PU est decontaminable. De forme

conique

avec

une seule

poche il est compose d'un ensemble monobloc securise avec une

sangle

Largeur de la poche : 10cm

Longueur de la poche : 47cm

Longueur totale : 70cm

Le brassard n'est pas sterilisable mais peut etre nettoye a sec ou immerge en veillant a maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

Il existe aussi en cuissard.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468208129		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr